



## Biomedical TestView

## PC-mjukvara för elsäkerhetstestare

PC-mjukvaran **Biomedical TestView (BTV)** kan användas för att styra elsäkerhetstestare från Bio-Tek, Metron och Fluke Biomedical, med hjälp av förutbestämda testmallar, spara resultaten samt titta på och skriva ut testrapporter på standard Windows-skrivare. Mjukvaran ger även support för att spara och skriva ut testrapporter från Pocket PC mjukvaran **BTVmobile**.

### Egenskaper

- Har support för testarna ESA612, ESA620, 601Pro XL, QA-90, 601Pro CE och ESA601
- Konfigurerbara testmallar styr testandet
- Enkelt handhavande
- Inbyggd databas för sparande av tester
- Möjlighet att jobba i en serviceorganisation med Field/Office mode
- A4-rapporter för utskrift
- Utvecklad med Microsoft Visual Studio 2008
- Koppling kan göras till inventoriesystem (se versionen BTVSQL)

### Specifikationer

#### Installationskrav

Operativsystem: Windows XP eller Windows 7.

Diskutrymme: 250 MB.(eller ca 100 MB om datorn har .NET Framwork 3.5 installerat).

En serieport (RS-232) eller fungerande USB-till-serie omvandlare (äldre testare).

USB-port för nya ESA612 och ESA620.

Rekommenderad skärmapplösning: 1024 x 768 (fungerar även med mini-laptops med 1024x600)

---

#### **Postadress**

Tesika Teknik AB  
Björnstorps by  
247 98 GENARP

#### **Telefon**

046-55 080

#### **E-post**

info@tesika.se

#### **Telefax**

046-55 082

#### **Hemsida**

www.tesika.se