



## Biomedical TestView

## PC-mjukvara för elsäkerhetstestare

PC-mjukvaran Biomedical TestView (BTV) kan användas för att styra elsäkerhetstestare från Bio-Tek, Metron och Fluke Biomedical, med hjälp av förutbestämda testmallar, spara resultaten samt titta på och skriva ut testrapporter på standard Windows-skrivare.

### **Egenskaper**

- Har support för testarna ESA612, ESA615, ESA620, 601Pro XL, QA-90, 601Pro CE och ESA601
- Konfigurerbara testmallar styr testandet
- Enkelt handhavande
- Inbyggd databas för sparande av tester
- Möjlighet att jobba i en serviceorganisation med Field/Office mode
- A4-rapporter för utskrift
- Utvecklad med Microsoft Visual Studio
- Koppling kan göras till inventariesystem (se versionen BTVSQL)

### **Specifikationer**

Installationskrav

Operativsystem: Windows 7, Windows 10 eller Windows 11.

Diskutrymme: ca 100 MB

En serieport (RS-232) eller fungerande USB-till-serie omvandlare för äldre testare.

USB-port för ESA612; ESA615 och ESA620.

Rekommenderad skärmupplösning: minst 1024 x 768.

---

#### **Postadress**

Tesika Teknik AB  
Björnstorps by  
247 98 GENARP

#### **Telefon**

046-55 080

#### **Hemsida**

www.tesika.se

#### **E-post**

info@tesika.se

#### **Org nr**

556526-9288